


Agera® クイックスタートガイド

A60-1018-921 ver.3.0



The world's true measure of color

HunterLab

A 装置のセットアップ

1. 箱を開ける：Agera® をベンチに置きます。装置を HunterLab に返却する場合に備え、梱包材は保管しておいてください。

2. 装置の下側にある出荷用ボルトのロックを解除します。ボルトを反時計回りに回すにはプラスドライバーが必要です。(約 10 回転)。



3. 電源への接続：装置の背面に電源を挿入し、もう一方の端をコンセントに接続します。



4. 電源を入れる：背面のロッカースイッチを使い、電源を入れます。エッセンシャルズソフトウェア内に入ると、カラーデータテーブル (CDT) が自動的に表示されます。



注：アゲラのデフォルト設定はポートアップ位置です。ポートフォワードポジションが必要な場合は、[Workspace Menu] > [Preferences] で [Reverse Screen Orientation] をチェックし、[Apply] をクリックします。それからAgeraの電源を入れ、新しい画面の向きを実装します。

B 標準化

1. UV モードを設定します：UV モードはステータスバーに表示されます。モードを変更するには、UV ボタンをクリックし、UV モードを選択します。次に適用をクリックします。

2. 標準化を開始する：ステータスバーの標準化ボタンを押します。ポートプレートのサイズとUVモードが標準化ダイアログに表示されます。ポートプレートを変更するには、新しいポートプレートをAgeraに置き、BACK をクリックしてポートプレート情報を更新します。

3. ブラックガラスを読み取ります：アゲラの黒ガラスをセンサーポートに置き、読み取りを押します。



注：白い線をポートプレートの線に合わせてタイルの向きを決めます。

4. 白いタイルを読む：黒いガラスを外し、アゲラの白いタイルをポートに置きます。READを押して続けます。



5. 標準化の完了：Agera White Tileを取り外し、[OK]をクリックします。標準化が更新され、UVモードおよびポートプレートサイズとともに下部のステータスバーに報告されます。



注記：Ageraは複数のモードをサポートしており、標準化後に有効なモードを切り替えることができます。

C ワークスペースを作る

1. 新しいワークスペースを作成します：Workspace > New Workspace を押して、このワークスペースの名前を入力します。

ワークスペースのアイコン

新しいワークスペースと共に新しいジョブが開きます。



2. 新しいワークスペースを設定します：ワークスペースは、一連のサンプル測定用の測定テンプレートです。この新しいワークスペースを開いた状態で、以下を変更および保存できます：

測定スケールを変更するには、ワークスペース > カラースケールを選択します。測定スケールを変更するには、[Workspace] を選択します。

測定手順を変更するには、[ワークスペース] > [Read Options] を選択します。

> 公差を追加するには、[ワークスペース] > [標準と公差] を選択します。

ビュー画面を選択するには、ワークスペース > ビューに移動します。各ビュー画面を設定するには、ツールバーの [ビュー オプション] をクリックします。

オプションの表示アイコン



注：アクティブなワークスペース名は、右下隅のステータスバーに表示されます。

3. 新しいジョブを開始します：ジョブとは、サンプルと標準の測定値を保存する場所です。この製品の新しいジョブを開始するには、ステータスバーのワークスペース・ボタンを押し、設定されたワークスペースを新しいジョブに読み込みます。既存のジョブを開くには、ステータス・バーのJOBボタンを押します。

ジョブアイコン



D サンプルの読み取り

1. 検体の読み取りサンプルを読み込むには、[測定値を読み込む] アイコンを使用します。

測定値の読み取りアイコン



測定前にサンプルの画像をプレビューするには、WORKSPACE > READ OPTIONS > IMAGE VIEWERに進みます。チェック

を選択し、適用を押します。このオプションにチェックを入れると、各測定を行う前にカメラがサンプルを確認します。このオプションをオンにすると、各測定を行う前にカメラでサンプルを確認することができます。キャプチャなしでサンプルの領域を表示することも、画像をキャプチャして測定と一緒に保存することもできます。

注記：Ageraには、ASTM D523に準拠した測定を提供する、サンプルポートプレートの真下に位置する60度光沢計が内蔵されています。光沢は、各サンプルと標準測定で自動的に測定されます。表示方法 光沢値を表示するには ワークスペース > カラースケール > インデックス。

2. データを出力します：右上隅から [ジョブ] アイコンを選択します。ジョブでは、データの保存、プリンタへの送信、ネットワークへの電子メール送信、フラッシュドライブへのエクスポートが可能です。またはフラッシュドライブにエクスポートすることもできます。

装置の詳しい使用方法については、Agera® ユーザーズマニュアルを参照してください。

装置のメンテナンス、操作、修理に関する詳細は、support.hunterlab.com をご覧ください。