

# ColorFlex® L2

## 箱の中身

- ## オプションアクセサリー



## 04-7209-00



## 02-4579-00



CE 認証取得

ハンター・アソシエーツ・ラボラトリー社、11491 サンセット・ヒルズ・ロード、レストン、バージニア州





# アクセサリー

## オプション付属品



### サンプルカップ用不透明カバー

外部光がサンプルカップに干渉するのを防ぐ遮光トラップを提供します。

04-4000-00



### オープンポートインサート

#### サンプルカップ用

オープンポートインサートは、64 mm (2.5インチ) のサンプルカップを測定ポートに中心合わせし、ガラス窓の底面にレンズ焦点調整用のドロップダウンリップを備えています。

04-6622-00



### オープンポートインサート

#### 13 mm (0.5")

オープンポートインサートは、現場交換可能なスナッピン部品であり、計器の25 mm視認領域を13 mm径に縮小します。

04-6623-05



### オープンポートインサート

#### 19 mm (0.75")

オープンポートインサートは、現場交換可能なスナッピン部品であり、計器の25mm視認領域を19mmに縮小します。

04-6623-08



### オープンポートインサート

#### 25 mm (1")

オープンポートインサートは、現場交換可能なスナッピン式25 mm (1インチ) ポートインサートであり、開放状態でサンプルを遮蔽し、装置の25 mm観察領域に配置されます。

04-6623-09




### オープンポートインサート

#### ガラス付き 25 mm (1")

ポートインサートは、現場交換可能なスナッピン式25mm (1インチ) 部品で、透明なホウケイ酸ガラスを採用しています。サンプルを25mmの観察領域に限定すると同時に、装置を粒子から保護します。

02-6624-01



### オープンポートインサート

#### 32 mm (1.25") ガラス付き

ポートインサートは、現場交換可能なスナッピン式の32 mm (1.25 インチ) 部品で、ホウケイ酸ガラスを使用しており、サンプルを32 mmの観察領域にマスクし、粒子から機器を保護します。

02-6624-05

