



Aeros[®] 特許番号 US 10,352,767 B2

あなたに最適なスマートカラー測定



測定

色を
あなたの
目で見える通りに



スマートな色測定法

滑らかなサンプルの測定は、ほとんどの測色機器にとって朝飯前です。しかし、このような不均一で、凹凸が激しく、不規則なサンプルの場合はどうでしょうか？



サンプルを測定器に合わせて加工するのではなく、Aerosはサンプルに合わせて動作するように設計されています。

スマートセンサー – スマート。シンプル。正確。



自動高さ調整

スマートセンサーを最適なサンプル高さに位置合わせし、ばらつきを自動的に補正します



箱から出してすぐに「ワンタッチ」で色測定が可能オペレーターの習熟時間を短縮し、ワークフローと生産性を向上

スマートサンプルプラットフォーム – 手間なし。時間の無駄なし。

サンプルを置くだけで測定可能



サンプルはスマートセンサーの下で自動的に回転します

- 5秒で35回の測定、
27.5平方インチのサンプル測定

どの装置よりも広いサンプル面積を測

定し、最高の測定精度
と再現性を実現

スマートディスプレイ – 耐久性に優れたコグニティブコンピューティング

インダストリー4.0向けに設計

- 使いやすい高解像度フルカラータッチインターフェース
 - 一掃耐久性に優れた工業用ガラス
 - タッチ、スワイプ、タイピング技術カラーデータやグラフィックスが読みやすく、見やすい
- 組み込み型画質管理ソフトウェア PC不要
 - 必要なすべての色階調、指標、測定基準直感的で習得しやすいユーザーワークフロー



スマート通信 – オールインワン技術



世界で唯一のスマートな非接触色測定！



あらゆる色相、
あらゆる用途に対応
あらゆる用途に対応



ネットワーク接続の無にかかわらず、ほとんどのプリンターにデータレポートを直接印刷可能



タッチ、スワイプ、タイピング技術



データレポートを
Aeros
ソフトウェアアプリケーション



データを
LIMSおよびSPCシステムへ



HunterLab リモート
アクセスサポート
対応

あなたのために機能する**スマートな色測定**

- サンプルをそのまま、自然な状態で測定
- 迅速で手間いらずのサンプル準備
- プラスチックやガラスの容器越しに測定する必要はありません
- 汚れがなく、後片付けも簡単
- より速く、より簡単に、ワンボタンで色測定
- 正確かつ一貫性のある、忠実な色再現



HunterLabリモートアクセスサポート対応

(1年間のサブスクリプション付き)

インダストリー4.0向けに設計



HunterLab リモートアクセスサポートは、HunterLabのサポートチームが

がお客様の装置に直接アクセスし、診断の実施、装置ソフトウェアの更新、およびオペレーターへのライブトレーニングを提供できるようにする独自のサポートツールです。

詳細はこちら：<https://www.hunterlab.com/remote-access-support.html>



同梱内容 - **正確な測定に必要なものがすべて揃っています。**



Aeros® 反射分光光度計



標準品ボックスには以下が含まれます：

- 校正済み白色タイル
(NISTトレーサビリティ証明書付き)
- 緑色診断用タイル
- 黒色ガラス



サンプルトレイ2個：

直径30.5 cm (12インチ) × 奥行2.54 cm (1インチ)

直径 15.2 cm (6 インチ) × 奥行 2.54 cm (1 インチ)



電源 (110~240 VAC)



Aeros クイックスタートガイドおよび USB フラッシュドライブ

、またはお近くの HunterLab 代理店にお問い合わせください。

HunterLab および Aeros は、Hunter Associates Laboratory, Inc. の商標です。内容は予告なく変更される場合があります。



ISO 9001 認証取得、 認証取得 [Hunter](#)

[Associates Laboratory Inc.](#)、11491 Sunset Hills Road、Reston、VA 20190-5280 電話 703.471.6870 • FAX 703.471.4237 • sales@hunterlab.com • www.hunterlab.com

08/24