





Aeros[®] 特許番号 #US 10,352,767 B2
スマートな色測定ソリューション

私たちの
目に見える
色を
測定



スマートな色彩測定方法

滑らかなサンプルの測定は、ほとんどの色彩測定器にとって簡単な作業です。しかし、このように不均一で凹凸のあるサンプルの場合はどうでしょうか？



サンプルを測定器に合わせて調整するのではなく、Aerosはサンプルに合わせて設計されています。

スマートセンサー – スマート。簡単な操作。高精度。



自動高さ調整

スマートセンサーが最適な高さに自動で調整され、サンプルのばらつきにも対応可能です。




開封後すぐに、ワンタッチ操作で簡単に色測定が可能。

習熟にかかる時間を削減し、ワークフローと生産性を向上。

スマートサンプルプラットフォーム - 簡単、迅速な結果

サンプルを置くだけで測定できます。



サンプルはスマートセンサーの下で自動的に回転します

- 5秒で35回測定、27.5平方インチのサンプル面積測定。

最も広いサンプル面積を測定できるため、最高の測定精度と一貫性を提供します。



スマートディスプレイ

インダストリー4.0向けに設計

- 使いやすい高解像度フルカラータッチインターフェース
 - 耐久性のある産業用ガラス
 - タッチ、スワイプ、タイピング技術
 - カラーデータや画面を見やすく表示
- 組み込み型色彩品質管理ソフトウェア
 - PC不要
 - 必要なすべての色尺度、指数、指標を備えています
 - 操作简单



スマートな情報伝達



世界で唯一のスマートな非接触型色彩測定！



ほぼすべての用途に対応する色尺度、指数、指標の完全なセット



ほとんどのプリンターに直接データレポートを印刷可能。



データをLIMSとSPCにストリーミング可能。



Aerosアプリからデータレポートをメール送信。



タッチ、スワイプ、タイピング技術



HunterLabリモートサポート有効

あなたに最適なスマート色彩測定

- サンプルの調整不要、そのまま測定可能
- 迅速で、面倒なサンプル準備は不要
- プラスチックやガラス容器越しの測定は不要
- 手間なし、最小限の清掃時間
- より速く、簡単、ワンボタンで色測定
- 正確で一貫性のある真の色結果



インダストリー4.0向けに設計

詳細については、こちらをご覧ください: <https://bit.ly/hunterlabjp>



箱の中に - 必要なものがすべて揃っています。



Aeros® 反射率測定分光光度計



標準ボックスには次が含まれます

- 校正用白タイル
(NIST トレーサビリティ 証明書付)
- 診断用グリーンタイル
- 黒ガラス



2つのサンプルトレー

30.5 cm (12 in) 直径 x 2.54 cm (1 in) 高さ
15.2 cm (6 in) 直径 x 2.54 cm (1 in) 高さ



充電器 (110-240 VAC)



Aeros 取扱説明書とUSBフラッシュドライブ

詳細については www.hunterlab.jp をご覧いただくか、
地元のHunterLab担当者にお問い合わせください。

HunterLabおよびAerosは、Hunter Associates Laboratory, Inc.の商標です。
内容は予告なく変更される場合があります。



ISO9001 認証取得; CE 認証取得
Hunter Associates Laboratory Inc., 11491 Sunset Hills Road, Reston, VA 20190-5280
Tel 703.471.6870 • Fax 703.471.4237 • sales@hunterlab.com • www.hunterlab.com

04/22_JP