


ColorFlex L2分光光度計は、最終製品の廃棄物削減、持続可能性目標の達成、ブランドイメージと収益性の向上に貢献します。

次世代ColorFlexを、中断なくお迎えください！



ColorFlex EZ

旧モデルから...



ColorFlex L2

...から**新モデル**へ

世界で最も信頼されている45°/0°分光光度計ColorFlex EZを、新たなColorFlex L2へとアップグレードしました。中断なく、さらに優れたユーザー体験を提供します！

ColorFlex EZの標準器とデータをColorFlex L2へ簡単に移行できます。ColorFlex EZと同じキセノン光源と45°a:0°環状照明光学系を採用しているため、旧機種から新機種へのシームレスな移行が可能です。

小型設計で作業台スペースをほとんど必要としないColorFlex L2は、強力な性能を備え、お客様の特定のカラー測定ニーズを満

たすように設計されています。

特徴	メリット	CFEZ	CFL2
45°/0° 環状照明光学系	効率的な品質管理ワークフローのための優れた色精度と一貫性。		
強力なスタンドアロン機能	コンピューター不要：大容量のオンボード処理・ストレージを搭載したColorFlex L2は、独立したカラーワークステーションとして動作可能。必要に応じてHDMI、キーボード、マウスを接続することも可能です。		
直感的で自己誘導型の初期設定	統合ウィザードによる迅速なトレーニングと即時の導入を可能にする箱出し状態での準備性により、オペレーターの時間を節約します。ユーザーフレンドリーな性質 ColorFlex L2は、スタッフのトレーニングやおよび離職率を軽減します。		
新改良カラーソフトウェア	Essentials 2.0 は、高度なカラー技術、信頼性の向上、使いやすさを提供し、必要なカラーデータを迅速に提供します。		
タッチスクリーンとカラーディスプレイを備えたモダンなスマートユーザーインターフェース	過酷な環境にも耐える耐久性に優れた工業用ガラスを採用し、数分で正確なカラー分析を簡単に取得できます。		
コンパクトなスタンドアロン設計、密閉型防滴ケース	最小限のスペースで設置可能。忙しい実験室環境でも信頼性と耐久性を発揮。		
内蔵カメラによるサンプル視認・画面記録機能	測定誤差を排除する正確なサンプル位置決め。迅速な品質管理判断のための録画共有を容易に実現。		
高度なデータエクスポートと通信オプション	イーサネットおよびUSBポートを装備し、データエクスポートや印刷を容易にします。SPCシステムに接続して、時間とリソースを節約する効率的なワークフローを実現します。		
内蔵の高度な診断機能	オンボード診断機能による健全性チェックにより、HunterLab ColorFlex L2は常に最高の性能で動作し、ColorFlexシリーズの計器群が誇る伝説的な信頼性の歴史をさらに築き続けます。		
パルス式キセノン光源	高い耐久性を備えた信頼性の高い光源		

ハンターラボの優位性

ColorFlex L2は、世界で最も信頼されるカラー品質の専門家であるHunterLabの70年以上にわたる品質革新と経験に支えられています。最適なソリューションを提供する比類のない評判を誇り、HunterLabはあらゆるカラー測定ニーズと予算に合わせて製品と技術をカスタマイズし、業界で最も幅広いカラー測定ソリューションを提供しています。

あらゆる色測定ニーズと予算に合わせて製品と技術をカスタマイズし、業界で最も幅広い色測定ソリューションを提供しています。

業界をリードするお客様は、カラー品質に必要な機能性と精度を実現するハンターラボ分光光度計を信頼しています。

ColorFlex L2の詳細情報またはデモのご予約は、<https://www.hunterlab.com/en/contact/> をご覧ください。

詳細については、HunterLabまでお問い合わせください。電話：703-471-6870メール：sales@hunterlab.com または、www.hunterlab.com をご覧ください。

HunterLabおよびColorFlexは、Hunter Associates Laboratory, Inc.の商標です。

仕様は予告なく変更される場合があります

ISO 17025 認証取得；ISO 9001 認証取得；

 認証取得

03/25