


ColorFlex L2 分光光度計は、最終製品のロスを削減し、サステナビリティ目標の達成に貢献するとともに、ブランドイメージと収益の向上を支援します。

中断することなく、次世代のColorFlexを導入しましょう！



ColorFlex EZ



ColorFlex L2

旧モデルから...

...から新モデルへ

世界で最も信頼されている45°/0°分光光度計「ColorFlex EZ」を、新型「ColorFlex L2」へとアップグレードしました。中断のない、さらに優れたユーザー体験をお届けします！

ColorFlex EZの標準色見本やデータを、ColorFlex L2へ簡単に移行できます。ColorFlex EZと同じキセノン光源と45°a:0°の環状照明光学系を採用しているため、旧機種から新機種への移行もスムーズに行えます。

ColorFlex L2は、コンパクトなサイズで作業台上のスペースをほとんど必要としないにもかかわらず、高性能であり、お客様の

特定の色測定ニーズを満たすように設計されています。

特長	メリット	CFEZ	CFL2
45°/0° 環状照明光学系	優れた色精度と一貫性により、効率的な品質管理ワークフローを実現。		
強力なスタンドアロン機能	コンピュータは不要：大容量のオンボード処理能力とストレージを備え、ColorFlex L2は独立したカラーワークステーションとして機能します。必要に応じて、HDMI、キーボード、マウスを使用してモニターを接続できます。HDMI、キーボード、マウスを接続して使用できます。		
直感的で分かりやすい初期セットアップ	箱から出してすぐに使用可能で、統合されたウィザードによる迅速なトレーニングにより、オペレーターの時間を節約し、即時の導入を容易にします。そのユーザーフレンドリーな性質ColorFlex L2の導入により、スタッフの研修やおよび離職率に関する懸念を軽減します。		
新機能と改良が施されたカラーソフトウェア	Essentials 2.0は、高度なカラーテクノロジー、信頼性と使いやすさの向上により、重要なカラーデータを迅速に提供します。		
タッチスクリーンとカラーディスプレイを備えた最新のスマートユーザーインターフェース	過酷な環境にも耐える耐久性に優れた工業用ガラスを使用し、わずか数分で正確な色分析を簡単に行うことができます。		
密閉型防滴ケースを備えたコンパクトなスタンドアロン型	設置スペースを最小限に抑え、多忙な実験室環境でも信頼性と耐久性を発揮します。		
サンプル確認・画面録画用内蔵カメラ	正確な試料位置決めにより、測定誤差を排除。録画データを簡単に共有し、迅速な品質管理判断を実現。		
高度なデータエクスポートおよび通信オプション	イーサネットおよびUSBポートを搭載し、データのエクスポートや印刷が簡単に行えます。SPCシステムに接続することで、時間とリソースを節約する効率的なワークフローを実現します。		
高度な診断機能を内蔵	内蔵の診断機能による状態チェックにより、HunterLab ColorFlex L2は常に最高のパフォーマンスで動作し、ColorFlexシリーズが誇る伝説的な信頼性の歴史をさらに築き上げています。		
パルス式キセノン光源	高い耐久性を備えた信頼性の高い光源		

ハンターラボの強み

ColorFlex L2は、世界で最も信頼される色品質の専門家であるHunterLabの70年以上にわたる品質革新と経験に支えられています。最適なソリューションを提供するという比類なき評判を誇り、

最適なソリューションを提供するという比類なき評判を誇るハンターラボは、あらゆる色測定のニーズと予算に合わせて製品と技術をカスタマイズし、業界で最も幅広い色測定ソリューションを提供しています。

業界をリードするお客様は、色品質に必要な機能性と精度を兼ね備えたハンターラボの分光光度計を信頼しています。詳

細情報やColorFlex L2のデモをご希望の場合は、<https://www.hunterlab.com/en/contact/> をご覧ください。

詳細については、HunterLab（電話番号：703-471-6870、メールアドレス：sales@hunterlab.com）までお問い合わせいただくか、www.hunterlab.com をご覧ください。

HunterLabおよびColorFlexは、Hunter Associates Laboratory, Inc.の商標です。

仕様は予告なく変更される場合があります

ISO 17025 認定；ISO 9001 認定；

CE 認証取得

03/25