



ColorFlex® EZ Citrus



測定

色

あなたの

目で見えるままに



ColorFlex® EZ Citrus

ColorFlex®EZ 製品ファミリーの他の製品と同様、

ColorFlex®EZ Citrus も、

お客様の色測定のニーズを満たし、それを上回るよう特別に設計されています。
すべての ColorFlex®EZ Citrus には、60年にわたる色彩品質管理の経験と、HunterLab
による革新が詰まっています。

「世界における真の色測定」の基準です。

45°/0°の測定幾何学を採用した、使いやすい ColorFlex® EZ Citrus は、最高水準の色品質管理を実現します。さらに重要なことに、この製品を使用することで

測定

ご自身の

測定することができます。

目で見ている通りの方法で色を測定

ColorFlex® EZ Citrusは、生ジュースおよび濃縮オレンジジュース、グレープフルーツジュース、レモンジュースの色を測定するために特別に設計されています。

ファームウェアに搭載されている柑橘類の色スケールには、以下のものが含まれます：

- 柑橘類の数値
- 柑橘類の赤み
- 柑橘類の黄度



Hunter L,a,b や **CIE L*a*b*** を含むその他の重要な色尺度もファームウェア内に用意されており、ColorFlex®EZ Citrus を使用して、柑橘類以外の幅広いサンプル（液体、半固体、粉末、固体）の反射色を測定することが可能です

—液体、半固体、粉末、固体など—の反射色を測定することが可能です。



すべてのColorFlex®EZと同様に、

ColorFlex®EZ Citrusも

は、さらに多くのメリットをお届けします...

- ワンタッチでのサンプル測定による **シンプルさ**
- 3つのUSB 2.0ポートによる **接続性**
- 産業環境に対応した密閉型光学設計による **堅牢性**
- 250種類以上の製品設定に対応した **汎用性**。これには、以下のような様々なパラメータが含まれます:
 - カラースケール、屈折率、光源および観測者測定条件の設定
 - 標準値
 - 合格／不合格の許容範囲
 - 平均化機能 – 不均一な試料の測定再現性を向上



オプションの特注防水キャリングケースの中には、柑橘類の色値をすぐに測定開始するために必要なものがすべて揃っています...

- ColorFlex®EZ Citrus 測定器
- 機器および診断用標準物質の完全なセット
- 校正済みオレンジジュース 4 標準液
- オレンジジュース用チューブホルダー
- サンプルランプ／ポートフォワードスタンド

... これらすべてに、業界最高水準のカスタマーサポートが備わっています。

詳細については、www.hunterlab.com をご覧ください

、またはお近くの HunterLab 代理店にお問い合わせください。



アクセサリ



A11-1011-510

オレンジジュース標準液、6本セット (OJ1～OJ6)

位置決めネジ付きのプラスチック製、未校正のチューブです。本機器を USDA の標準に適合させるために使用されます。



D02-1011-127

ポートインサート：オレンジジュース用チューブホルダー

直径25 mm（1インチ）のオレンジジュース用チューブホルダー。
測定ポートにサンプルチューブを固定するために使用されます。



D02-1010-459

サンプルクランプ／ポート前方スタンド

装置をポートが前方に向くようにしっかりと固定します。このサンプルクランプを使用すると、サンプルをサンプルポートに平らに密着させることができます。



A13-1014-294

USB フレキシブルキーボード

88キーのキーボードにより、ColorFlex[®] EZ CitrusにIDを直接入力できます。
。別売りです。

A13-1014-254

USBバーコードリーダー

バーコードスキャナーは、製品IDをColorFlex[®] EZに直接読み取ります。USBポートに接続すると自動的に認識されます。別売りです。

A13-1014-259

USB プリンター

USBプリンターを使用すると、測定結果を紙に印刷できます。標準のUSBケーブルが必要です（別売り）。サーマルプリンター用紙を使用します（別売り）。

