


ColorFlex L2 分光光度計は、最終製品のロスを削減し、サステナビリティ目標の達成に貢献するとともに、ブランドイメージと最終利益の向上を支援します。

業務を中断することなく、**次世代のColorFlexを導入しましょう！**



ColorFlex EZ



ColorFlex L2

旧モデルから...

...新モデルへ

世界で最も信頼されている45°/0°分光光度計「ColorFlex EZ」を、新型「ColorFlex L2」へとアップグレードしました。中断することなく、さらに優れたユーザー体験をお届けします！

ColorFlex EZの標準試料やデータを、ColorFlex L2へ簡単に移行できます。ColorFlex EZと同じキセノン光源と45°a:0°環状照明光学系を採用しているため、旧モデルから新モデルへのシームレスな移行が可能です。

コンパクトなサイズで実験台のスペースをほとんど必要としないにもかかわらず、ColorFlex L2は高性能であり、お客様の具体

的な色測定ニーズを満たすように設計されています。

特長	メリット	CFEZ	CFL2
45°/0° 環状照明光学系	優れた色精度と一貫性により、効率的な品質管理ワークフローを実現します。		
強力なスタンドアロン機能	コンピュータは不要：大容量のオンボード処理能力とストレージを備えたColorFlex L2は、独立したカラーワークステーションとして機能します。必要に応じて、HDMI、キーボード、マウスを接続してモニターを使用できます。HDMI、キーボード、マウスを接続できます（必要に応じて）。		
直感的で分かりやすい初期セットアップ	箱から出してすぐに使用できる状態と、統合されたウィザードによる迅速なトレーニングにより、オペレーターの時間を節約し、即時の導入を可能にします。ColorFlex L2のユーザーフレンドリーな仕様により、スタッフのトレーニングや離職に関する懸念を軽減します。		
新しく改良されたカラーソフトウェア	Essentials 2.0は、高度なカラー技術、信頼性と使いやすさの向上を実現し、重要なカラーデータを迅速に提供します。		
タッチスクリーンとカラーディスプレイを備えた最新のスマートユーザーインターフェース	過酷な環境にも耐える耐久性に優れた工業用ガラスを採用し、わずか数分で正確な色分析を簡単に行うことができます。		
密閉型防滴ケースを備えたコンパクトなスタンドアロン型	設置スペースを最小限に抑え、多忙な実験室環境でも信頼性と耐久性を発揮します。		
サンプルの確認や画面録画が可能な内蔵カメラ	試料を正確に位置決めし、測定誤差を排除します。録画データを簡単に共有し、迅速な品質管理判断を可能にします。		
高度なデータエクスポートおよび通信オプション	イーサネットおよびUSBポートを搭載し、データのエクスポートや印刷が簡単に行えます。SPCシステムに接続することで、時間とリソースを節約する効率的なワークフローを実現します。		
高度な診断機能を内蔵	内蔵の診断機能によるヘルスチェックにより、HunterLab ColorFlex L2は常に最高のパフォーマンスで動作し、ColorFlexシリーズが誇る伝説的な信頼性の歴史をさらに築き上げます。		
パルス式キセノン光源	高い耐久性を備えた信頼性の高い光源		

HunterLabの強み

ColorFlex L2は、世界で最も信頼される色品質の専門家であるHunterLabの、70年以上にわたる品質革新と経験に支えられています。最適なソリューションを提供するという比類なき評判を誇り、

最適なソリューションを提供する比類なき評判を誇るハンターラボは、あらゆる色測定のニーズと予算に合わせて製品や技術をカスタマイズし、業界で最も幅広い色測定ソリューションを提供しています。

業界をリードする当社の顧客は、色品質に必要な機能性と精度を享受するため、HunterLabの分光光度計を信頼しています。

詳細情報やColorFlex L2のデモのご予約については、<https://www.hunterlab.com/en/contact/> をご覧ください。

詳細については、HunterLab（電話番号：703-471-6870、メールアドレス：sales@hunterlab.com）までお問い合わせいただくか、www.hunterlab.com をご覧ください。

HunterLabおよびColorFlexは、Hunter Associates Laboratory, Inc.の商標です。

ISO 17025 認証取得、ISO 9001 認証取得、
み

CE 認証取得済

仕様は予告なく変更される場合があります

03/25