

コンパクト

・パワフル

・高精度



ColorFlex[®] L2 Citrus

新しいColorFlex L2 シトラス分光光度計で、カラー測定への自信
をさらに高めましょう。

使いやすさは思いのまま、性能は必要なだけ。

これまでにないレベルの色彩精度とユーザー体験を実現します。コンパクトで人間工学に基づいた設計により、設置スペースを最小限に抑えつつ、耐久性と信頼性を向上させています。品質管理プロセスを効率化・迅速化するために設計されたColorFlex L2 Citrusは、シトラスナンバー（CN）、シトラ

ス赤度（CR）、

柑橘類の黄度（CY）を比類のない精度で測定します。



次世代の ColorFlex® ...L2 Citrus



柑橘系製品向けのNo.1色測定ソリューション

柑橘類用標準液およびアクセサリ：校正済みオレンジジュース4標準液やオレンジジュース用チューブホルダーなど、専用に設計されたアクセサリにより、柑橘類の色を簡単かつ正確に測定できます。



必要なすべての柑橘類スコアと指標

即時測定：ColorFlex L2 Citrusは、生オレンジジュース、濃縮オレンジジュース、グレープフルーツジュース、レモンジュースの色を測定するために特別に設計されています。必要なすべての柑橘類のスコアと指標、すなわちCitrus Number (CN)、Citrus Redness (CR)、Citrus Yellowness (CY) が含まれています。


タッチスクリーンカラーディスプレイを備えた最新のスマートユーザーインターフェース

耐久性と効率性：数秒で正確な色測定が可能
を実現し、過酷な環境にも適した堅牢な工業用ガラス設計を採用しています。



新改良版カラーソフトウェア

Essentials 2.0：次世代のユーザーフレンドリーな操作性により、わずか数秒で正確かつ信頼性の高い色測定を行い、複数の三刺激値および分光データセットをシームレスに分析できます。それほど強力なソフトウェアです。



柑橘類



強力なスタンドアロン機能

コンピュータ不要：大容量のオンボード処理能力とストレージを備えたColorFlex L2 Citrusは、独立したカラーワークステーションとして機能します。必要に応じて、モニター、キーボード、マウスを接続できます。




45°a:0° 環状照明光学ジオメトリ

優れた一貫性と色精度：品質管理ワークフローの効率を高め、常に最高品質の製品を提供します。



自己学習型で直感的な、箱から出してすぐに使えるセットアップ


時間の節約と使いやすさ：箱から出してすぐに使用でき、迅速なトレーニングのためのウィザードが統合されているため、オペレーターの作業時間を短縮し、スタッフのトレーニングや離職に関する懸念を軽減します。



内蔵の高度な診断機能

内蔵の診断ヘルスチェック：HunterLab ColorFlex L2 Citrusが常に最高のパフォーマンスで動作することを保証し、

。



CITRUS



高度なデータエクスポートおよび通信機能

包括的なデータ通信オプション: イーサネットおよび USB ポートを備え、データのエクスポートや印刷を簡単に行えます。HDMI および追加の USB ポートにより、マウス、キーボード、その他のアクセサリを接続できます。

LIMSおよびSPCシステムとの連携

品質管理 (QC) のワークフローを簡素化: 各製造拠点における傾向分析とワークフローの簡素化を支援します。



お問い合わせ

これまでに数千社のお客様と取引してきましたが、お客様一人ひとりを「唯一無二の存在」として最適な専門家たちが、皆様をサポートいたします。ぜひご連絡ください。ご質問、お見積りのご依頼、あるいは単に「こんにちは」と声をかけていただくだけでも結構です！

当社のオフィスおよび物流センター

HunterLab

11491 Sunset Hills Road Reston, VA
20190-5280
ウェブサイト: www.hunterlab.com E
メール: sales@hunterlab.com 電話:
703-471-6870
FAX: 703-471-4237

HunterLab Europe

クリスチャン・ヤンセン、マネージング・ディレクター
Dr.-August-Einsele-Ring 15
82418 ムルナウ、ドイツウェブサイト:
www.hunterlab.com
Eメール: Christian.Jansen@hunterlab.com 電話:
+49 8841 9464

欧州事務所

HunterLab アジア太平洋地域

Heng Su Kiang, APAC セールスマネージャー
28-2, Plaza KLTS
No. 99, Jalan Gombak Setapak
53000 クアラルンプール連邦直轄区 マレーシア
ウェブサイト: www.hunterlab.com
Eメール: sales-asiapacific@hunterlab.com 電話:
+(60) 340 324 749

ハンターラボ アジア太平洋

レオ・チャン、地域マネージャー
Flat E, 13F Leahander Centre
28 Wang Wo Tsai Street Tsuen Wan New
Territories Hong Kongウェブサイト:
www.hunterlab.com
Eメール: sales-asiapacific@hunterlab.com 電話:
+852-2406 1723

アジア太平洋地域のオフィス

本社

詳細については、HunterLab（電話番号：703-471-6870、Eメール：sales@hunterlab.com）までお問い合わせいただくか、www.hunterlab.com をご覧ください。

HunterLab および ColorFlex は、Hunter Associates Laboratory, Inc. の商標です。

ISO 17025 認定取得済み

ISO 9001 認定取得;

CE 認定取得済み

仕様は予告なく変更される場合があります