

コンパクト

・ パワフル

・ 高精度



ColorFlex[®] L2 Citrus

新しいColorFlex L2 シトラス分光光度計で、カラー測定への自信を
さらに高めましょう。

使いやすさは思いのまま、性能は必要なだけ。

これまでにないレベルの色彩精度とユーザー体験を実現します。コンパクトで人間工学に基づいた設計により、設置スペースを最小限に抑えつつ、耐久性と信頼性を向上させています。品質管理プロセスを効率化・迅速化するために設計されたColorFlex L2 Citrusは、シトラスナンバー（CN）、シトラス赤度（CR）、シトラス黄度（

CY) を比類のない精度で測定します。



次世代の

ColorFlex® ...L2 Citrus

柑橘類製品向けNo.1のカラー測定ソリューション

柑橘類用標準試料およびアクセサリ：「校正済みオレンジジュース4標準試料」や「オレンジジュースチューブホルダー」など、専用に設計されたアクセサリにより、柑橘類の色測定を簡単かつ正確に行えます。

必要なすべての柑橘類のスコアと指標


即時測定：ColorFlex L2 Citrusは、
、生鮮および濃縮のオレンジジュース、グレープフルーツジュース、レモンジュースの色を測定するために特別に設計されています。必要なすべての柑橘類のスコアと指標、すなわちシトラスナンバー（CN）、シトラス赤度（CR）、シトラス黄度（CY）が含まれています。

タッチスクリーンカラーディスプレイを備えた最新のスマートユーザーインターフェース

耐久性と効率性：数秒で正確な色測定が可能
を実現し、過酷な環境にも耐える堅牢な工業用ガラス設計を採用しています。

新開発・改良されたカラーソフトウェア

Essentials 2.0：次世代のユーザーフレンドリーな操作性により、わずか数秒で正確かつ信頼性の高い色測定を行い、複数の三刺激値および分光データセットをシームレスに分析できます。これほどまでに高性能です。




CITRUS



強力なスタンドアロン機能

コンピュータは不要：大容量のオンボード処理能力とストレージ容量を備えた ColorFlex L2 Citrus は、独立したカラーワークステーションとして機能します。必要に応じて、モニター、キーボード、マウスを接続することも可能です。




45°α:0° 環状照明光学ジオメトリ

優れた一貫性と色精度：品質管理ワークフローの効率を高め、常に最高品質の製品を提供します。




自己学習型で直感的な、箱から出してすぐに使えるセットアップ

時間の節約と使いやすさ：箱から出してすぐに使用でき、迅速なトレーニングのためのウィザードが統合されているため、オペレーターの作業時間を短縮し、スタッフのトレーニングや離職に関する懸念を軽減します。



内蔵の高度な診断機能

オンボード診断ヘルスチェック：HunterLab ColorFlex L2 Citrus が常に最高のパフォーマンスで動作することを保証し、ColorFlex シリーズ機器の伝説的な信頼性の歴史をさらに築き上げます。



CITRUS



高度なデータエクスポートおよび通信機能

データ通信オプションのフルスイート：イーサネットおよび USB ポートを備え、データのエクスポートや印刷を容易に行えます。HDMI および追加の USB ポート
マウス、キーボード、その他の周辺機器に対応しています。

LIMS および SPC システムとの連携

QCワークフローの簡素化：製造拠点全体での傾向分析とワークフローの簡素化を支援します。




お問い合わせ

これまでに数千社の企業と提携してまいりましたが、お客様には「唯一無二のパートナー」としてお感じいただけるでしょう。

貴社のビジネスにおいて色の正確さが不可欠であるなら、ここが最適な場所です。

事業所および物流センター



詳細については、HunterLab（電話番号：703-471-6870、Eメール：sales@hunterlab.com）までお問い合わせいただくか、www.hunterlab.com をご覧ください。

