


コンパクト

・パワフル

・高精度



ColorFlex[®] L2 Coffee

新しいColorFlex L2 コーヒー分光光度計で、カラー分析への自信を
さらに高めましょう。

使いやすさは思いのまま、性能はニーズに応じて。

これまでにないレベルの色彩精度とユーザー体験を実現します。コンパクトで人間工学に基づいた設計により、設置スペースを最小限に抑えつつ、耐久性と信頼性を向上させています。品質管理プロセスを効率化し迅速化するために設計されたColorFlex L2 コーヒースペクトロフォトメーターは、粉コーヒーや抽出済みコーヒーの色を測定す

るために専門的に開発されました。



次世代の

ColorFlex[®] ...L2 コーヒー

挽きコーヒーおよび抽出済みコーヒー向けNo.1の色測定ソリューション


必要なすべてのコーヒー尺度と指標：ColorFlex L2 Coffeeは、サンプルカップ内の挽きコーヒーおよび抽出済みコーヒーの色を測定するために特別に設計されています。HCCI HunterLabコーヒーカラーインデックス値、SCAAナンバー、SCAA焙煎分類、およびL*a*b*が含まれています。

HunterLab 参照標準 - コーヒー

即時測定：工場で設定された色値を持つ専用コーヒー標準液により、コーヒーの色測定が簡単に行え、色データの精度が向上します。

45°a:0° 環状照明光学系

優れた一貫性と色精度：品質管理ワークフローの効率を高め、優れた品質の製品を繰り返して提供します。



コンパクトで密閉型の防滴ケース

省スペースでメンテナンスも容易：設置スペースを最小限に抑え、多忙な実験室環境の要求にも耐えるよう設計されています。



コーヒー



強力なスタンドアロン機能

コンピュータ不要: 大容量のオンボード処理能力とストレージ容量を備えたColorFlex L2 Coffeeは、独立したカラーワークステーションとして機能します。必要に応じて、モニター、キーボード、マウスを接続できます。




タッチスクリーンカラーディスプレイを備えた最新のスマートユーザーインターフ

耐久性と効率性: 過酷な環境にも適した堅牢な工業用ガラス設計により、数秒で正確な色測定を実現します
過酷な環境にも適しています。




新開発・改良されたカラーソフトウェア

Essentials 2.0: 次世代のユーザーフレンドリーな操作性により、数秒で正確かつ信頼性の高い色測定を行い、複数の三刺激値およびスペクトルデータセットをシームレスに分析できます。それほど強力なソフトウェアです。




自己学習型で直感的な初期設定

時間を節約し、使いやすい: 迅速なトレーニングのための統合ウィザードにより、箱から出してすぐに使用可能。これにより、オペレーターの作業時間を削減し、スタッフのトレーニングや離職に関する懸念を軽減します。



高度な診断機能を内蔵

オンボード診断によるヘルスチェック: HunterLab ColorFlex L2 Coffee が常に最高のパフォーマンスで動作することを保証し、ColorFlex シリーズ機器の伝説的な信頼性の歴史をさらに築き上げます。



COFFEE



高度なデータエクスポートと通信機能

充実したデータ通信オプション：イーサネットおよびUSBポートを備え、データのエクスポー
トや印刷が簡単に行えます。HDMIおよび追加のUSBポートにより、マウス、キーボード、そ
の他の周辺機器を接続可能です。

LIMSおよびSPCシステムとの連携

品質管理（QC）ワークフローの簡素化：製造拠点全体での傾向分析とワークフ
ローの簡素化を支援します。



お問い合わせ

これまでに数千社の企業と取引してきましたが、お客様には「唯一無二のパートナー」としてお迎えいたします。
お客様のビジネスにおいて色精度が不可欠であるなら、当社こそが最適なパートナーです。

当社のオフィスおよび物流センターへくだけでも結構

HunterLab Europe

クリスチャン・ヤンセン、マネージング・ディレクター
Dr.-August-Einsele-Ring 15
82418 ムルナウ、ドイツ ウェブサイ
ト: www.hunterlab.com メール:
sales@hunterlab.de 電話: +49 8841
9464

欧州事務所



HunterLab

11491 Sunset Hills Road
Reston, VA 20190-5280
ウェブサイト: www.hunterlab.com Eメ
ール: sales@hunterlab.com 電話:
703-471-6870
FAX: 703-471-4237

本社



HunterLab アジア太平洋地域

Heng Su Kiang, APAC セールスマネージャー
28-2, Plaza KLT
No. 99, Jalan Gombak
Setapak
53000 クアラルンプール連邦直轄区 マレーシア
ウェブサイト: www.hunterlab.com
Eメール: sales-asiapacific@hunterlab.com 電話:
+(60) 340 324 749



ハンターラボ アジア太平洋

レオ・チャン、地域マネージャー
Flat E, 13F Leahander Centre
28 Wang Wo Tsai Street Tsuen Wan New
Territories Hong Kongウェブサイト:
www.hunterlab.com
Eメール: sales-asiapacific@hunterlab.com 電話:
+852-2406 1723

アジア太平洋地域のオフィス

詳細については、HunterLab（電話番号：703-471-6870、Eメール：sales@hunterlab.com）までお問い合わせいただくか、www.hunterlab.comをご覧ください。

HunterLab および ColorFlex は、Hunter Associates Laboratory, Inc. の商標です。仕様は予告なく変更さ
れる場合があります。

ISO 17025 認定取得済み;

