

## アクセサリ

# ColorFlex® L2 Tomato

HunterLabのアクセサリは、お客様の測色機器の機能性と精度を高めるように設計されています。試料処理用ツールから保護部品に至るまで、これらのアクセサリは、正確な測定結果とスムーズな操作を保証します。

## 同梱内容

数分で正確な色測定を行うために必要なものがすべて揃っています！



- ColorFlex L2 トマト測定器・標準品ケース・HunterLab 認定基準品（トマト）
  - 診断用チェック標準品（緑）・認定機器用標準品（白）・黒ガラス標準品
- サンプルカップ・不透明カバー・サンプルカップ用ポートインサート・ポートプレート 31.8 mm (1.25 インチ)・レンズ用クリーニングクロス
- 電源アダプター・クイックスタートガイド・トレーサビリティ証明書・スタイラス（ホルダー付き）・クリーニングクロス
- トマト用ライセンス入りUSBフラッシュドライブ

## オプションアクセサリ

### ガラス製サンプルカップ

64 mm (2.5 インチ)

トマトサンプルの提示に最適な、光学的に透明なガラスカップが1個  
ColorFlex L2 トマトには1個付属しています。サンプルの準備や利便性を高めるために、追加でご購入ください。

04-7209-00

### リング&ディスクセット

ガラスサンプルカップ内で、液体、粉末、顆粒、ペレットのサンプル展示に使用します。

02-4579-00



# 付属品



## オプションの付属品



### サンプルカップ用不透明カバー

外部光がサンプルカップに干渉するのを防ぐ  
サンプルカップへの外部光の干渉を防ぎます。

04-4000-00



### オープンポートインサート

(サンプルカップ用)

このオープンポートインサートは、64 mm (2.5")の  
サンプルカップを測定ポートの中央に位置合わせし  
、ガラス窓の底面にレンズの焦点を合わせるための  
ドロップダウンリップを備えています。

04-6622-00



### オープンポートインサート

13 mm (0.5")

オープンポートインサートは、現場で交換可能なスナ  
ップイン式部品であり、  
25 mmの視野を、より小さい13 mmの直径に縮  
小する、現場で交換可能なスナップイン式コン  
ポーネントです。

04-6623-05



### オープンポートインサート

19 mm (0.75")

オープンポートインサートは、現場で交換可能なスナ  
ップイン式コンポーネントであり、  
機器の25 mmの視野を19 mmに縮小する、現場  
で交換可能なスナップイン式コンポーネントで  
す。

04-6623-08




### オープンポートインサート

25 mm (1")

オープンポートインサートは、  
現場で交換可能なスナップイン式の 25 mm (1")  
ポートインサートで、開放型であり、サンプルを  
装置の 25 mm の観察領域に収めるように遮りま  
す。

04-6623-09




### オープンポートインサート

25 mm (1") ガラス製

このポートインサートは、現場で交換可能なス  
ナップイン式の 25 mm (1") 部品で、透明なホ  
ウケイ酸ガラスを使用しており、サンプルを  
25 mm の視野領域に限定すると同時に、装置を  
粒子から保護します。

02-6624-01



### オープンポートインサート

32 mm (1.25") ガラス付き

このポートインサートは、ホウケイ酸ガラスを用いた、現  
場で交換可能なスナップイン式の 32 mm (1.25") 部品であ  
り、サンプルを 32 mm の観察領域に限定し、粒子から装  
置を保護します。

02-6624-05

HunterLab および ColorFlex は、Hunter Associates Laboratory, Inc. の商標です。

記載されているアクセサリーは、指定とおりColorFlex L2に対応しています。在庫状況、仕様、機能は予告なく変更される場合があります。