

付属品

ColorFlex® L2

HunterLabのアクセサリは、お客様の測色機器の機能性と精度を高めるように設計されています。試料取り扱い用ツールから保護部品に至るまで、これらのアクセサリは、正確な測定結果とスムーズな操作を保証します。

同梱内容

数分で正確な色測定を行うために必要なものがすべて揃っています！



- ColorFlex L2 測定器・標準品ケース・診断用チェックタイル（緑色タイル）・測定器用標準品（白色タイル）
- 反射率測定用黒ガラス・ポートプレート 31.8 mm (1.25 インチ)・レンズ用クリーニングクロス・電源アダプター・クイックスタートガイド
- スタイラス（ホルダー付き）・クリーニングクロス・USBメモリ・リモートアクセスサポートのチラシ

オプションアクセサリ

ガラスサンプルカップ

64 mm (2.5 インチ)

液体、粉末、顆粒、ペレットのサンプル展示用の光学的に透明なガラスカップ。

04-7209-00

リングおよびディスクセット

液体、粉末、顆粒、ペレットのサンプル展示用ガラスサンプルカップで使用します。

02-4579-00



付属品

オプションの付属品



サンプルカップ用不透明カバー

ライトトラップとして機能し、サンプルカップへの外部光の干渉を防ぎます。

04-4000-00



オープンポートインサート

(サンプルカップ用)

このオープンポートインサートは、64 mm (2.5") のサンプルカップを測定ポートの中央に位置合わせし、ガラス窓の底面にレンズの焦点を合わせるためのドロップダウンリップを備えています。

04-6622-00



オープンポートインサート

13 mm (0.5")

オープンポートインサートは、現場で交換可能なスナッピン式の部品であり、25 mmの視野を、より小さい13 mmの直径に縮小する、現場で交換可能なスナッピン式コンポーネントです。

04-6623-05



オープンポートインサート

19 mm (0.75")

オープンポートインサートは、現場で交換可能なスナッピン式コンポーネントであり、機器の25 mmの視野を19 mmに縮小する、現場で交換可能なスナッピン式コンポーネントです。

04-6623-08



オープンポートインサート

25 mm (1")

オープンポートインサートは、現場で交換可能なスナッピン式の 25 mm (1") ポートインサートで、開放型であり、サンプルを装置の 25 mm の観察領域に収めるように覆ります。

04-6623-09



オープンポートインサート

25 mm (1") ガラス製

このポートインサートは、現場で交換可能なスナッピン式の 25 mm (1") 部品で、透明なホウケイ酸ガラスを使用しており、サンプルを 25 mm の視野領域に限定すると同時に、装置を粒子から保護します。

02-6624-01



オープンポートインサート

32 mm (1.25") ガラス付き

ポートインサートは、ホウケイ酸ガラスを備えた、現場で交換可能なスナッピン式の 32 mm (1.25") 部品であり、サンプルを 32 mm の観察領域に限定し、粒子から装置を保護します。

02-6624-05

HunterLabおよびColorFlexは、Hunter Associates Laboratory, Inc. の商標です。

記載されているアクセサリーは、指定とおりColorFlex L2に対応しています。在庫状況、仕様、機能は予告なく変更される場合があります。