


コンパクト

・ パワフル

・ 高精度



ColorFlex[®] L2

新しいColorFlex L2分光光度計で、カラーへの自信をさらに高めましょう

使いやすさは思いのまま、性能は必要なだけ。

これまでにないレベルで、色の精度とユーザー体験を向上させます。品質管理プロセスを合理化

・ 迅速化するように設計されたColorFlex L2

分光光度計は、測定結果に対する比類なき確信と信頼をもたらします。コンパクトで人間工学に基づいた

設計により、設置スペースを最小限に抑えつつ、耐久性と信頼性を高めています。




次世代の ColorFlex® ...L2

不透明な固体、液体、粉末、顆粒、ペレットから、半透明の固体や液体に至るまで、あらゆる対象の正確な色測定を実現。世界で最も信頼されている45°/0°分光光度計「ColorFlex EZ」を、最先端の色測定技術を搭載した新型「ColorFlex L2」へと進化させました。




以下の追加機能とメリットをぜひご覧ください。



45°a:0° 環状照明光学系

優れた再現性と色精度：品質管理ワークフローの効率化と、優れた品質の製品を安定して提供します。



密閉型で液漏れ防止のコンパクトな筐体

省スペースでメンテナンスも容易：設置スペースを最小限に抑え、忙しい実験室環境の要求にも耐えるよう設計されています。

強力なスタンドアロン機能

コンピュータは不要：大容量のオンボード処理能力とストレージ容量を備えたColorFlex L2は、独立したカラーワークステーションとして機能します。必要に応じて、モニター、キーボード、マウスを接続してください。



スライスチーズ

炭酸カルシウム

ベビーフード

ベーキングパウダー

スパイス

ピュー

コーヒー - 生豆、焙煎豆、挽き豆、淹れたて

柑橘類の果汁

ハーブ

小麦粉

粉末スポーツドリンク

ココアパウダー

ヨーグル

硫酸バリウム


マスタード

セメント



タッチスクリーン式カラーディスプレイを備えた最新のスマートユーザーインターフェース

耐久性と効率性に優れる：過酷な環境にも適した堅牢な工業用ガラス設計により、
過酷な環境にも適しています。



Essentials 2.0: 次世代の使いやすさを備え、
。次世代のユーザーフレンドリーな操作性により、複数の三刺激値および分光データセットをシームレスに分析できます。それほど強力なソフトウェアです。


自己学習型で直感的な、箱から出してすぐに使えるセットアップ

時間の節約と使いやすさ: 迅速なトレーニングのための統合ウィザードにより、箱から出してすぐに使用可能。これにより、オペレーターの作業時間を削減し、スタッフのトレーニングや離職に関する懸念を軽減します。



サンプル確認と画面録画のための内蔵カメラ

精度とコミュニケーション: 正確なサンプル位置決めに保証し、測定誤差を排除するとともに、
を容易にし、迅速な品質管理の意思決定を可能にします。



高度な診断機能が内蔵

オンボード診断ヘルスチェック: HunterLab ColorFlex L2 が常に最高のパフォーマンスで動作することを保証し、ColorFlex シリーズ機器の伝説的な信頼性の歴史をさらに築き上げます。

粉砂糖

ベーキングチップス

硫酸マグネシウム 紅茶飲料（粉末）

穀物（生）

ユガー

コンクリー

ト

粉末チーズブラウンシ

粉末機能性飲料

でんぷ

ん 調味料

ショートニン
グ

オレンジジュース

肥料

白砂糖



高度なデータエクスポートおよび通信機能

充実したデータ通信オプション：イーサネットおよびUSBポートを備え、データのエクスポートや印刷を容易に行えます。HDMI および追加のUSBポートにより、マウス、キーボード、その他の周辺機器を接続可能です。



LIMS および SPC システムとの連携

QC ワークフローの簡素化：製造拠点全体での傾向分析とワークフローの簡素化を支援します。




お問い合わせ

これまで、数多くの企業に提供してきましたが、お客様には「唯一無二のパートナー」としてお感じいただけて、色精度がビジネスにおいて不可欠であるなら、ここはまさに最適な場所であり、最適な専門家が揃っています。ぜひ

ご連絡ください。ご質問、お見積りのご依頼、あるいは単に挨拶だけでも大歓迎です！

当社のオフィスおよび流通センター



詳細については、HunterLab（電話番号：703-471-6870、Eメール：sales@hunterlab.com）までお問い合わせいただくか、www.hunterlab.com をご覧ください。