


コンパクト

・パワフル

・高精度



ColorFlex[®] L2

新しいColorFlex L2分光光度計で、カラーへの自信をさらに高めま

しょう

使いやすさは思いのまま、性能はニーズに応じて。


これまでにないレベルで、色の精度とユーザー体験を向上させます。品質管理プロセスを効率化し、迅速化するように設計されたColorFlex L2分光光度計は、

測定結果に対する比類なき確信と信頼をもたらします。コンパクトで人間工学に基づいた設計により、設置スペースを最小限に抑えつつ、耐久性と信頼性を高めています。




次世代の ColorFlex® ...L2

不透明な固体、液体、粉末、顆粒、ペレットから、半透明の固体や液体に至るまで、あらゆる対象を精密に色測定します。世界で最も信頼されている45°/0°分光光度計「ColorFlex EZ」をアップグレードし、最先端の色測定技術を搭載した新型「ColorFlex L2」へと進化させました。



以下の追加機能とメリットをぜひご覧ください。



45°/0° 環状照光方式


優れた再現性と色精度：品質管理ワークフローの効率を高め、常に高品質な製品を提供します。



省スペースでメンテナンスが容易：設置スペースを最小限に抑え、多忙な実験室環境の要求にも耐えるよう設計されています。

強力なスタンドアロン機能

コンピュータ不要：大容量のオンボード処理能力とストレージ容量を備えたColorFlex L2は、独立したカラーワークステーションとして機能します。必要に応じて、モニター、キーボード、マウスを接続してください。



アイスチーズ スパイス ビュー 小麦 粉末スポーツドリンク ヨーグル

炭酸カルシウム

ベビーフード

ベーキングパウダー

柑橘類の果汁

ハーブ

コーヒー - 生豆、焙煎・粉碎済み

ココアパウダー

マスター

硫酸バリウム

セメント



タッチスクリーン式カラーディスプレイを備えたモダンでスマートなユーザーインターフェース

耐久性と効率性: 過酷な環境にも適した頑丈な工業用ガラス設計により、数秒で正確な色測定が可能
過酷な環境にも適した、頑丈な工業用ガラス設計を採用しています。

新改良版カラーソフトウェア

Essentials 2.0: 次世代の使いやすさを備え、
。次世代のユーザーフレンドリーな操作性により、複数の三刺激値および分光データセットをシームレスに分析できます。それほど強力なソフトウェアです。

直感的で分かりやすい、箱から出してすぐに使えるセットアップ

時間の節約と使いやすさ: 箱から出してすぐに使用でき、迅速なトレーニングのためのウィザードが組み込まれているため、オペレーターの作業時間を短縮し、スタッフのトレーニングや離職に関する懸念を軽減します。

サンプル確認および画面録画用の内蔵カメラ

精度とコミュニケーション: 正確なサンプル位置決めを保証し、測定誤差を排除するとともに、録画データを簡単に共有
を可能にし、迅速な品質管理上の意思決定を支援します。

高度な診断機能を内蔵

オンボード診断ヘルスチェック: HunterLab ColorFlex L2 が常に最高のパフォーマンスで動作することを保証し、ColorFlex シリーズ機器の伝説的な信頼性の歴史をさらに築

粉砂糖

硫酸マグネシウム

未精製穀物

ベーキングチップス

茶系飲料（粉末）^ト

ブラウンシュガ

コンクリー

粉チーズ

粉末機能性飲料

デンプ

ン 調味料

ショートニン

グ

肥料

白砂糖

オレンジジュース



高度なデータエクスポートおよび通信機能

充実したデータ通信オプション：イーサネットおよびUSBポートを備え、データのエクスポートや印刷を容易に行えます。HDMI およびマウス、キーボード、その他の周辺機器用の追加USBポートも備えています。



LIMSおよびSPCシステムとの連携

QC ワークフローの簡素化：トレンド分析および製造拠点全体でのワークフローの簡素化を支援します。



お問い合わせ

これまで、弊社の企業を垣越えてまいりました。お客様には「唯一無二のパートナー」として感謝いただけて、貴社のビジネスにおいて色の正確さが不可欠であるなら、ここはまさに最適な場所であり、最適な専門家が揃っています。ぜひご連絡ください。ご質問、お見積りのご依頼、あるいは単に挨拶だけでも大歓迎です！

当社のオフィスおよび流通センター



HunterLab

11491 Sunset Hills Road
Reston, VA 20190-5280
ウェブサイト: www.hunterlab.com Eメール: sales@hunterlab.com 電話: 703-471-6870
FAX: 703-471-4237

本社



HunterLab Europe

クリスチャン・ヤンセン、マネージング・ディレクター
Dr.-August-Einsele-Ring 15
82418 ムルナウ、ドイツ ウェブサイト:
www.hunterlab.com メール: sales@hunterlab.de 電話: +49 8841 9464

欧州事務所



HunterLab アジア太平洋地域

Heng Su Kiang, APAC セールスマネージャー
28-2, Plaza KLTS
No. 99, Jalan Gombak
Setapak
53000 クアラルンプール連邦直轄区 マレーシア
ウェブサイト: www.hunterlab.com
Eメール: sales-asiapacific@hunterlab.com 電話: +(60) 340 324 749



ハンターラボ アジア太平洋

レオ・チャン、地域マネージャー
Flat E, 13F Leahander Centre
28 Wang Wo Tsai Street Tsuen Wan New Territories Hong Kong
ウェブサイト: www.hunterlab.com
Eメール: sales-asiapacific@hunterlab.com 電話: +852-2406 1723

アジア太平洋地域のオフィス

詳細については、HunterLab（電話番号：703-471-6870、Eメール：sales@hunterlab.com）までお問い合わせいただくか、www.hunterlab.com をご覧ください。