


コンパクト

・パワフル

・精密



ColorFlex[®] L2 Coffee


新登場のカラーフレックスL2コーヒーフ分光光度計で、カラーの自信
をレベルアップ。

必要なだけシンプルに、求められるだけパワフルに。

これまでにない精度と操作性で、カラー管理を革新します。コンパクトで人間工学的設計により最小限の設置面積を実現しながら、耐久性と信頼性を向上。品質管理プロセスを効率化・迅速化するColorFlex L2コーヒーフ分光光度計は、粉碎コーヒーと抽出コーヒーの色を測定するために専門的に設計されています。



次世代の ColorFlex® ...L2 Coffee



粉コーヒー・抽出コーヒー用ナンバーワンカラー測定ソリューション

必要なコーヒーの尺度と指標をすべて網羅：ColorFlex L2 Coffee は、サンプルカップ内の粉碎コーヒーおよび抽出済みコーヒーの色を測定するために特別に設計されています。HCCI HunterLab コーヒーカラーインデックス値、SCAA ナンバー、SCAA ロースト分類、L*a*b* を含みます。




HunterLab リファレンス標準 - コーヒー

即時測定：工場設定済みカラー値を備えた専用コーヒー標準器による簡単なコーヒーカラー測定で、カラーデータの精度を向上させます。

45°a:0° 環状照明光学系

優れた一貫性と色精度：品質管理ワークフローの効率を高め、優れた品質の製品を繰り返し提供します。



コンパクト設計で防滴構造

省スペース設計と容易なメンテナンス：最小限の設置面積で、多忙なラボ環境の要求に耐える設計。



コーヒー



強力なスタンドアロン機能

コンピューター不要：膨大なオンボード処理能力とストレージ容量を備えた ColorFlex L2 Coffee は、独立したカラーワークステーションとして機能します。必要に応じて、モニター、キーボード、マウスを接続してください。



タッチスクリーンカラーディスプレイ搭載のモダンなスマートユーザーインターフ


耐久性と効率性：過酷な環境にも耐える頑丈な工業用ガラス設計により、数秒で正確な色測定を実現します。

過酷な環境下でも耐える頑丈な工業用ガラス設計を採用。




新改良カラーソフトウェア

Essentials 2.0：次世代のユーザーフレンドリーな操作で、数秒で正確かつ信頼性の高いカラー測定を実現し、複数の三刺激値およびスペクトルデータセットをシームレスに分析します。それほどパワフルです。




直感的で自己誘導型の初期設定

時間節約とユーザーフレンドリー：箱から出してすぐに使用可能。統合ウィザードによる迅速なトレーニングで、オペレーターの時間を削減し、スタッフのトレーニングや離職に関する懸念を軽減します。



内蔵の高度な診断機能

オンボード診断機能によるヘルスチェック：HunterLab ColorFlex L2 Coffee が常に最高の性能で動作することを保証し、ColorFlex シリーズ機器の信頼性に関する伝説的な歴史をさらに発展させます。



コーヒー



高度なデータエクスポートと通信機能

データ通信オプションのフルスイート：イーサネットおよびUSBポートを搭載し、データのエクスポートや印刷を容易にします。HDMIおよび追加USBポートにより、マウス、キーボード、その他のアクセサリを接続可能です。

LIMSおよびSPCシステムとの接続性

QCワークフローの簡素化：製造拠点全体での傾向分析とワークフローの効率化を支援します。



お問い合わせ

数千社との実績を持ちながらも、お客様には唯一無二の存在として寄り添います。

カラー精度がビジネスに不可欠なら、まさに最適な場所へお越しください。

当社オフィスおよび流通センター



HunterLab

11491 Sunset Hills Road
Reston, VA 20190-5280
ウェブサイト：www.hunterlab.com Eメール：sales@hunterlab.com 電話：
703-471-6870
ファックス：703-471-4237

本社



ハンターラボ・ヨーロッパ

クリスチャン・ヤンセン、マネージングディレクター
Dr.-August-Einsele-Ring 15
82418 ドイツ ムルナウウェブサイト：
www.hunterlab.comメール
:sales@hunterlab.de 電話: +49 8841
9464

欧州事務所



HunterLab アジア太平洋地域

Heng Su Kiang、APAC セールスマネージャー
28-2, Plaza KLTS
No. 99, Jalan Gombak
Setapak
53000 ウィラヤ・ペルセクトゥアン・クアラランブール
マレーシア
ウェブサイト：www.hunterlab.com
メール：sales-asiapacific@hunterlab.com電話：+(60)
340 324 749



ハンターラボ アジア・パシフィック

リーオ・チャン、地域マネージャー
リーハンダーセンター13階E室
香港 新界 荃湾 宏和仔街28号ウェブサイト：
www.hunterlab.com
Eメール：sales-asiapacific@hunterlab.com 電話：
+852-2406 1723

アジア太平洋地域事務所

