

仕様

EasyMatch QC®

EasyMatch® QC 4.99 以降用

機能

カラースケール：

び差分)

CIE Lab、CIE LCh、Hunter Lab、Rdab、RxRyRz、XYZ、Yxy (絶対値および差分)

観測者：

2°および10°

光源：

A、C、D50、D55、D65、D75、F2、F7、F11、LED B1、LED B2、LED B3、LED B4、LED B5、LED BH1、LED RGB1、LED V1、LED V2、TL84、ULT 30、および ULT 35

色差指数：

dE (Hunter)、dC (Hunter)、dE* (CIE)、dC* (CIE)、dH* (CIE)、dL CMC、dC CMC、dH CMC、dE CMC、dL (CIE94)、dC (CIE94)、dH (CIE94)、dE (CIE94)、dL (DIN99)、dC (DIN99)、dH (DIN99)、dE (DIN99)、dL (CIE2000)、dC (CIE2000)、dH (CIE2000)、dE (CIE2000)、dE FMCII、dL FMCII、dRG FMCII、dYB (FMCII)、dE Rdab、dC Rdab、メタメリズム指数、グレースケール (ISO 105-A05.2)、グレースケール (ISO 105-A04)、平均強度、加重強度

指数：

YI E313、YI D1925、WI E313、WI CIE、WI GANZ、457 輝度、Y 輝度、Z%、APHA (d/8°のみ)、ADMI (d/8°のみ)、ASTM D1500 (d/8°のみ)、Gardner (d/8°のみ)、Saybolt (d/8°のみ)、LOVIBOND® RY (d/8°のみ)、AOCS RY (d/8°のみ)、酸洗い色 (d/8°のみ)、EP (d/8°のみ)、USP (d/8°のみ)、CP (d/8°のみ)、FAC (d/8°のみ)、ヨウ素 (d/8°のみ)、EBC (d/8°のみ)、ASBC (d/8°のみ)、色相CIE、色相E313、色相GANZ、主波長、黒度My (Agera®のみ)、ジェットネス Mc (Agera®のみ)、アンダートーン dM (Agera®のみ)、光沢 (Agera®のみ)、SCAA/C、SCAA/G、HCCI、シトラススコア (ColorFlex®EZ ではオプション)、トマトスコア (ColorFlex®EZ、LabScan®XE および Agera® ではオプション)、励起純度、不透明度、ヘイズ (d/8°のみ)。各項目について、絶対値および標準値からの差

スペクトルプロット：

反射率 (%)、透過率 (%) (d/8°のみ)、吸光度、K/S

スペクトルデータ：

反射率 (%)、透過率 (%) (d/8°のみ)、吸光度、K/S、反射率Δ (%)、透過率Δ (%) (d/8°のみ)

自動許容差：	L*a*b*、HunterLab、およびL*C*h*の公差を 。CMC公差設定の原則に基づく
データ表示：	カラーデータ表、カラープロット、スペクトルデータ表、スペクトルプロット、EZビュー、トレンドプロット、演色性
カラープロット表示:	CIELab、CIELCh、HunterLab、Rdab、Yxyの2次元および3次元
データおよび数式フィールド：	カラーデータテーブルには、外部データを入力したり、既存のデータに基づいて数式を計算したりできる特別なフィールドを設定できます。 入力したり、既存のデータに基づいて数式を計算したりできます
言語：	英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、日本語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、簡体字中国語、スペイン語、繁体字中国語
その他の機能：	ジョブツリー、ユーザー設定可能な表示、合格/不合格表示、色差の説明文 色差の説明、平均化、555色階調番号、自動標準検索、時間指定読み取りモード、ヒッチ標準化、ASCIIエクスポート、ジョブメール送信、 センサー診断、AccessまたはSQLデータベース対応
セキュア版：	アクセス権限の定義、電子署名、 監査ログ（オ ブション）

対応機器

EasyMatch QCは、以下の製品と併用してください：

Aeroe®、Agera®、ColorFlex® EZ、 D25® NC、LabScan® XE、MiniScan® EZ、

UltraScan® PRO、 UltraScan® VIS、 Vista®

機能（続き）

Aeros、Agera、ColorFlex、D25、EasyMatch、LabScan、MiniScan、UltraScan、および Vista は、Hunter Associates Laboratory, Inc. の商標です。LOVIBOND®は、英国 The Tintometer Ltd. の登録商標です。

仕様は予告なく変更される場合があります。