

コンパクト  
パワフル  
高精度



# ColorFlex<sup>®</sup> L2 Tomato

新しいColorFlex L2 トマト用分光光度計で、カラー分析の精度をさらに向上させましょう。

シンプルでありながら、必要なだけパワフル。

これまでにないレベルの色彩精度とユーザー体験を実現します。コンパクトで人間工学に基づいた設計により、設置スペースを最小限に抑えつつ、耐久性と信頼性を向上させています。品質管理プロセスを効率化・迅速化するために設計されたColorFlex L2 トマト用分光光度計は、ペースト／ピュー

レ、ソース、ケチャップ、ジュース、生トマトなど、あらゆる加工形態のトマトの色を測定できるよう、熟練の技術で製造されています。



次世代の

# ColorFlex<sup>®</sup> ...L2 トマト

## トマト向けNo.1の色彩測定ソリューション


**HunterLab トマト用基準標準：**オリジナルのトマト色基準標準を開発したHunterLabは、製造中止となったBCRおよびUSDA基準に遡及できる唯一の基準タイルを提供し、最も正確な赤色の測定を保証します。

## 必要なすべてのトマトのスコアと指標

あらゆる形態のトマトを測定：トマトペーストスコア（TPS）、トマトソーススコア（TSS）、トマトケチャップスコア（TCS）、トマトジューススコア（TJS）、a/b比、生トマト色指数（FTCI）、リコピン指数。

## 45°a:0° 環状照明光学系

優れた均一性と色精度：品質管理ワークフローの効率化を図り、常に高品質な製品を提供します。



## コンパクトで密閉された防滴ケース

省スペースでメンテナンスも容易：設置スペースを最小限に抑え、忙しい実験室環境の要求にも耐える設計になっています。



トマトペースト  
トマト

トマトケチャップ

トマトソース

トマトジュース  
トマトスープ




## 強力なスタンドアロン機能

**コンピュータは不要：**ColorFlex L2 Tomatoは、搭載された膨大な処理能力とストレージ容量により、独立したカラーワークステーションとして機能します。必要に応じて、モニター、キーボード、マウスを接続してください。




## タッチスクリーンカラーディスプレイを備えたモダンなタブレット型ユーザーインタ

**耐久性と効率性：**過酷な環境にも適した堅牢な工業用ガラス設計により、数秒で正確な色測定が可能です。  
過酷な環境にも適しています。




## 新機能・改良されたカラーソフトウェア

**Essentials 2.0：**正確で信頼性の高い色測定を実現  
次世代の使いやすさで瞬時に処理し、複数の三刺激値データや分光データセットをシームレスに分析します。それほど強力なツールです。



## 直感的で分かりやすい初期設定

**時間の節約と使いやすさ：**箱から出してすぐに使用でき、迅速なトレーニングのためのウィザードが組み込まれているため、オペレーターの作業時間を短縮し、スタッフのトレーニングや離職に伴う懸念を軽減します。



## サンプル確認と画面録画用の内蔵カメラ

**精度と通信：**正確なサンプル位置決めを保証し、測定誤差を排除するとともに、記録データの簡単な共有を可能にし、迅速な品質管理の意思決定を実現します。



トマトペースト

トマト

トマトソース

トマトケチャップ

トマトジュース

トマトスープ

## 高度な診断機能を内蔵

オンボード診断ヘルスチェック：HunterLab ColorFlex L2 Tomatoが常に最高のパフォーマンスで動作することを保証し、


。

LIMS および SPC システムとの接続性：

QC ワークフローの簡素化：製造拠点全体での傾向分析とワークフローの簡素化を支援します。

## お問い合わせ

### オフィス・流通センター



**HunterLab**  
11491 Sunset Hills Road  
バージニア州レストン 20190-5280  
ウェブサイト：[www.hunterlab.com](http://www.hunterlab.com) Eメール：[sales@hunterlab.com](mailto:sales@hunterlab.com) 電話：  
703-471-6870  
FAX：703-471-4237

**ハンターラボ・ヨーロッパ**  
クリスチャン・ヤンセン、マネージング・ディレクター  
Dr.-August-Einsele-Ring 15  
82418 ムルナウ、ドイツウェブサイト：  
[www.hunterlab.com](http://www.hunterlab.com)  
Eメール：[Christian.Jansen@hunterlab.com](mailto:Christian.Jansen@hunterlab.com) 電話：  
+49 8841 9464

**ハンターラボ アジア太平洋**  
Heng Su Kiang、APAC セールスマネージャー  
28-2, Plaza KLTS  
No. 99, Jalan Gombak Setapak  
53000 クアラルンプール連邦直轄区 マレーシア  
ウェブサイト：[www.hunterlab.com](http://www.hunterlab.com)  
Eメール：[sales-asiapacific@hunterlab.com](mailto:sales-asiapacific@hunterlab.com) 電話：  
+(60) 340 324 749

**HunterLab アジア太平洋**  
レオ・チャン、地域マネージャー  
Flat E, 13F Leahander Centre  
28 Wang Wo Tsai Street Tsuen Wan New Territories Hong Kongウェブサイト：  
[www.hunterlab.com](http://www.hunterlab.com)  
Eメール：[sales-asiapacific@hunterlab.com](mailto:sales-asiapacific@hunterlab.com) 電話：  
+852-2406 1723

欧州オフィス

アジア太平洋地域のオフィス

本社

