



ColorFlex[®] EZ Citrus



測定

カラー
あなたの
目に見えるまま



ColorFlex® EZ Citrus

ColorFlex®EZ シリーズの他の製品と同様、ColorFlex®EZ

Citrus は、お客様の色測定のニーズを満たし、それを上回るよう特別に設計されています。

お客様の色測定のニーズを満たし、それを上回るよう特別に設計されています。
すべての ColorFlex® EZ Citrus には、60年にわたる色彩品質管理の経験と、
HunterLab による革新が詰まっています。

世界における真の色彩測定基準。

45°/0°の測定幾何学を採用した、使いやすい ColorFlex® EZ Citrus は、最高水準の色品質管理を実現します。さらに重要なことに、この製品を使用することで、

測定

ご自身の
目

目で見ている通りの方法で

ColorFlex®EZ Citrusは、オレンジ、グレープフルーツ、レモンの生ジュースおよび濃縮ジュースの色を測定するために特別に設計されています。

ファームウェアに用意されている柑橘系のカラースケールには、以下のものが含まれます：

- シトラス番号
- シトラス赤み
- シトラス黄度



Hunter L,a,b や **CIE L*a*b*** を含むその他の重要な色スケールもファームウェア内に用意されており、ColorFlex®EZ Citrus を使用して、

（液体、半固体、粉末、固体など）の反射色を測定することが可能です。



すべての ColorFlex® EZ と同様に、

ColorFlex® EZ Citrus

はさらに多くの機能を提供します...

- ワンタッチでのサンプル測定による **シンプルさ**
- 3つのUSB 2.0ポートによる **接続性**
- 産業環境向けの密閉型光学設計による **堅牢性**
- 250種類以上の製品設定に対応した **汎用性**。以下のような多様なパラメータを含みます：

- 色度、屈折率、光源および観測者測定条件の設定
- 標準値
- 合格/不合格の許容範囲
- 平均化 – ばらつきのある試料の測定精度を高めるために



オプションの特注防水キャリングケースの中には、柑橘類の色値をすぐに測定するために必要なものがすべて揃っています...

- ColorFlex®EZ Citrus 測定器
- 機器一式および診断用標準品
- 校正済みオレンジジュース 4 標準液
- オレンジジュース用チューブホルダー
- サンプルクランプ／ポートフォワードスタンド

... これらすべてを、業界随一のカスタマーサポートが支えています。

詳細については、www.hunterlab.com をご覧ください

、またはお近くのHunterLab代理店にお問い合わせください。



アクセサリ



A11-1011-510

オレンジジュース標準液、6本セット (OJ1-OJ6)

位置決めネジ付きプラスチック製未校正チューブ。本機器を USDA の標準に適合させるために使用されます。



D02-1011-127

ポートインサート：オレンジジュース用チューブホルダー

直径 25 mm (1 インチ) のオレンジジュース用チューブホルダー。
これは、測定ポートにサンプルチューブを固定するために使用される です。



D02-1010-459

サンプルクランプ／ポート前方スタンド

装置をポートが前方に向くようにしっかりと固定します。サンプルクランプにより、サンプルをサンプルポートに平らに固定することができます。



A13-1014-294

USB フレキシブルキーボード

88キーのキーボードにより、ColorFlex EZ CitrusにIDを直接入力できます。
。別売です。

A13-1014-254

USB バーコードリーダー

バーコードスキャナーは、製品IDをColorFlex EZに直接読み取ります。USBポートで自動的に検出されます。別売りです。

A13-1014-259

USB プリンター

USB プリンターを使用すると、測定結果を紙に印刷できます。標準の USB ケーブルが必要です（別売）。サーマルプリンター用紙を使用します（別売）。

