

コンパクト
でパワフル



ColorFlex[®] L2 Tomato

新しいColorFlex L2トマト分光光度計で、あなたの色の自信をレベルアップしてください。

シンプルでパワフル。

色精度とユーザーエクスペリエンスをかつてないほど向上させます。コンパクトで人間工学に基づいた構造は、耐久性と信頼性を高めながら、最小限のスペースしか必要としません。ColorFlex L2トマト分光光度計は、品質管理プロセスを合理化し、迅速化するために設計されており、ペースト／ピューレ、ソース、ケチャップ、ジュース、フレッシュトマトなど、あらゆる加工形態のトマトの色を測定できます。




次世代を探る

ColorFlex® ...L2 トマト

トマトのための#1色測定ソリューション

ハンターラボトマト標準品ハンターラボ

オリジナルのトマト色標準の作成者であるハンターラボは、廃止されたBCRおよびUSDA標準にさかのぼる唯一の標準タイルを提供し、最も正確な赤色測定を保証します。




	Sample
FTCI	67.23
TPS	52.68
a/b	2.35
Lyc	0.34

必要なすべてのトマトのスコアと指標

あらゆる形態のトマトを測定トマト・ペースト・スコア (TPS)、トマト・ソース・スコア (TSS)、トマト・キャッツアップ・スコア (TCS)、トマト・ジュース・スコア (TJS)、a/b比、フレッシュ・トマト・カラー・インデックス (FTCI)、リコピン・インデックス。

45°a:0°環状照明光学形状

優れた一貫性と色精度：品質管理ワークフローの効率を高め、優れた品質の製品を繰り返し提供。



コンパクトな防塵防滴ケース

省スペースでメンテナンスが容易：最小限のスペースで、多忙なラボ環境での使用に耐えるよう設計されています。



トマトペースト

トマト

トマトケチャップ

トマトソース

トマトスープ

トマトジュース



パワフルなスタンドアロン機能

コンピューター不要：ColorFlex L2 Tomatoは、大容量のオンボード処理とストレージを搭載しているため、独立したカラーワークステーションとして機能します。必要に応じてモニター、キーボード、マウスを接続してください。




タッチスクリーンとカラーディスプレイを備えた最新のタブレットユーザーインター

耐久性と効率性：過酷な環境に適した堅牢な工業用ガラス設計により、数秒で正確なカラー測定を実現します。
過酷な環境にも対応します。




カラーソフトウェア

エッセンシャルズ2.0：次世代の使いやすさで、正確で信頼性の高いカラー測定を数秒で行い、複数の三刺激およびスペクトルデータセットをシームレスに分析します。とてもパワフルです。



セルフガイドで直感的なスタートアップ

時間の節約と使いやすさ：迅速なトレーニングのための統合ウィザードにより、箱から出してすぐに使用でき、オペレーターの時間を短縮し、スタッフのトレーニングや離職に関する懸念を和らげます。



サンプル表示と画面録画用の内蔵カメラ

精度とコミュニケーション：正確なサンプル位置決め
測定の不一致をなくし、迅速な品質管理の判断のために記録を簡単に共有できます。



トマトペースト

トマト

トマトソース

トマトケチャップ

トマトジュース

トマトスープ

高度な診断機能を内蔵

オンボード診断ヘルスチェック：ハンターラボのColorFlex L2 Tomatoが常に最高のパフォーマンスで動作することを保証し、ColorFlexシリーズの信頼性の歴史に貢献します。



充実したデータ通信オプション：USBポート、HDMI、マウスとキーボードをサポートしており、データのエクスポートや印刷が簡単に行えます。

QCワークフローの簡素化製造現場のトレンド分析とワークフローの簡素化を支援します。

お問い合わせ

オフィス

ハンターラボ

11491 サンセットヒルズロード レストン, VA 20190-5280
ウェブサイト: www.hunterlab.com Eメール: sales@hunterlab.com 電話: 703-471-6870
ファックス: 703-471-4237

本社

ハンターラボ・ヨーロッパ

クリスチャン・ヤンセン、マネージング・ディレクター
ドクター・アウグスト・アインゼレ・リング15
82418 Mumau, Germany ウェブサイト: www.hunterlab.de
Eメール: Christian.Jansen@hunterlab.com 電話: +49 8841 9464

ヨーロッパオフィス

ハンターラボ・アジアパシフィック

地域マネージャー レオ・チャン
レアハンダーセンター13FフラットE
28 Wang Wo Tsai Street Tsuen Wan New Territories 香港ウェブサイト: www.hunterlabcolor.cn
電子メール: sales-asiapacific@hunterlab.com 電話: +852-2406 1723

アジア太平洋オフィス

